

延長ケーブル

CBLEXT 連続延長ケーブル

MP100 または MP30 とご使用のコンピュータ間の距離を伸ばすために、この 3.6m 延長ケーブルを使用します。CBLEXT は、CBLSERA の長さを延長するために使用します。(各 MP100 または MP30 システムで、CBLEXT は 1 本のみ追加できます。)



CBLHLT1 フォノプラグ延長ケーブル

フォノコネクタ付きの 7.6m 延長ケーブルは次のものに使用します：

- ・ HLT100C 高電位トランスデューサモジュール
- ・ TCI105 と NIBP100D コネクタ間の NIBP100D 非観血式連続血圧システム (ケーブル含)



OXY100E-200 EXT パルスオキシメーター延長ケーブル

SpO₂ トランスデューサ (TSD124 シリーズまたは TSD270 シリーズ) と OXY100E または OXY200E SpO₂ アンプ間の距離を伸ばすために、この 3m 延長ケーブルを使用します。

